



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Spitzkolben, NS 14/23, 10 ml

195,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

DURAN® Spitzkolben, 10 ml Wegen ihrer Form eignen sich Spitzkolben besonders zur Verarbeitung von Kleinstmengen. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter usw. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durch konische Form ideal für kleine Reaktionen geeignet Dichter Verschluss durch Normschliff Eingebanntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Reaktionen mit kleinen Mengen, Destillation, Extraktion, Anschluss an weitere Glasgeräte, Erhitzen kleiner Mengen, Verwendung in Heizbädern und -hauben, Abdampfen von Flüssigkeiten, Zur Befestigung an Stativen geeignet

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-1226
Hersteller (Marke)	DURAN
Transporttemperatur	Raumtemperatur

