



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Spitzkolben, NS 14/23, 50 ml

**240,60 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

DURAN® Spitzkolben, 50 ml Wegen ihrer Form eignen sich Spitzkolben besonders zur Verarbeitung von Kleinstmengen. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter usw. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durch konische Form ideal für kleine Reaktionen geeignet Dichter Verschluss durch Normschliff Eingebanntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Reaktionen mit kleinen Mengen, Destillation, Extraktion, Anschluss an weitere Glasgeräte, Erhitzen kleiner Mengen, Verwendung in Heizbädern und -hauben, Abdampfen von Flüssigkeiten, Zur Befestigung an Stativen geeignet

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SD-1228
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	132419520
Transporttemperatur	Raumtemperatur

