



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Stehkolben, NS 24/29, 100 ml

217,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

DURAN® Stehkolben, NS 24/29, 100 ml Stehkolben sind eine Formvariante der Rundkolben und besitzen einen abgeflachten Boden auf dem diese stehen können. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Schliffstopfen usw. Wegen ihrer Form eignen sich Stehkolben nur für drucklose Arbeiten. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Eingebrauntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden. Anwendung: Verdünnen von Lösungen, Erhitzen, Volumengrößen 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29), 1000 ml (NS 24/29) und 2000 ml (NS 29/32) sind nicht nach DIN ISO.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-1169
Hersteller (Marke)	DURAN
Transporttemperatur	Raumtemperatur

