



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Stehkolben, NS 24/29, 1000 ml

**346,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

DURAN® Stehkolben, NS 24/29, 1000 ml Stehkolben sind eine Formvariante der Rundkolben und besitzen einen abgeflachten Boden auf dem diese stehen können. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Schliffstopfen usw. Wegen ihrer Form eignen sich Stehkolben nur für drucklose Arbeiten. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Eingebrauntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden. Anwendung: Verdünnen von Lösungen, Erhitzen, Volumengrößen 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29), 1000 ml (NS 24/29) und 2000 ml (NS 29/32) sind nicht nach DIN ISO.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SD-1175
Hersteller (Marke)	DURAN
Transporttemperatur	Raumtemperatur

