



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Stehkolben, weithals, mit Bördelrand, 2000 ml, Halsdurchm. = 50 mm

367,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

DURAN® Stehkolben, Weithals, 2000 ml Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt. Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigte Gefäß mit seinen spezifischen bauteilen ausgewählt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen Eingebrauntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Erhitzen, Größe 20000 ml nicht nach DIN EN ISO.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0745
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112173164
Transporttemperatur	Raumtemperatur

