



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Asecos® Si-Schrank Q-CLASSIC-30 WDR BxTxH(mm) 864x620x1947

1.738,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Sicherheitsschrank Typ 30, B x T x H (mm): 864 x 620 x 1947 Material/Farbe/Beschreibung: Gehäuse ohne Inneneinrichtung, Türanschlag rechts, Korpus-/Türfarbe bitte angeben Modelllinie Q-LINE Modellgruppe Q-CLASSIC-30 Modell Q30.195.086.WDR Lieferart: inkl. Lieferung frei Haus Deutschland (Festland)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	AS-1691
Hersteller (Marke)	Asecos
Transporttemperatur	Raumtemperatur

