



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Asecos® Si-Schrank Q-CLASSIC-90 WDR BxTxH(mm) 599x615x1953

2.590,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Sicherheitsschrank Typ 90 Flügeltür, B x T x H (mm): 600 x 615 x 1955 Information/Gruppe: inkl. Türfeststelleinrichtung
Material/Farbe/Beschreibung: Türanschlag rechts, Korpusfarbe RAL 7016 anthrazitgrau, Türfarbe bitte angeben Modell-
Linie: Q-LINE Modell-Gruppe: Q-CLASSIC-90 Modell: Q90.195.060.R Lieferart: inkl. Lieferung frei Haus Deutschland
(Festland)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	AS-1002
Hersteller (Marke)	Asecos
Transporttemperatur	Raumtemperatur

