



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Asecos® Si-Schrank Q-PEGASUS-90 WDACR BxTxH(mm) 599x615x1953

**2.811,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Sicherheitsschrank Typ 90 Flügeltür, B x T x H (mm): 600 x 615 x 1955 Information/Gruppe: inkl. Türfeststellanlage und TSA Material/Farbe/Beschreibung: Türanschlag rechts, Korpusfarbe RAL 7016 anthrazitgrau, Türfarbe bitte angeben Modell-Linie: Q-LINE Modell-Gruppe: Q-PEGASUS-90 Modell: Q90.195.060.WDACR Lieferart: inkl. Lieferung frei Haus Deutschland (Festland)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	AS-1004
Hersteller (Marke)	Asecos
Transporttemperatur	Raumtemperatur

