



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Asecos® U-Schrank Typ30-Box E-CLASSIC-UF F.WD BxTxH(mm) 950x500x1935

1.440,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Flügelürenschränk, B x T x H (mm): 950 x 500 x 1950 Information/Gruppe: Komplettschränk, nicht konfigurierbar
Material/Farbe/Beschreibung: Korpusfarbe RAL 5010 enzianblau, Türfarbe RAL 3004 purpurrot Inneneinrichtung
Stahlblech verzinkt bestehend aus: 2 Wannböden, 1 Bodenauffangwanne STAWA-R Typ 30 Box mit
Bodenauffangwanne Stahlblech pulbverbeschichtet Modell-Linie: E-LINE Modell-Gruppe: E-CLASSIC-UF Modell:
E.195.095.F alte Artikelnummer: UF.195.95 Lieferart: inkl. Lieferung frei Haus Deutschland (Festland)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	AS-1495
Hersteller (Marke)	Asecos
Transporttemperatur	Raumtemperatur

