



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Asecos® U-Schrank Typ30-Box E-CLASSIC-UF F2.WD BxTxH(mm) 950x500x1935

**1.535,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Flügelürenschränk, B x T x H (mm): 950 x 500 x 1950 Information/Gruppe: Komplettschränk, nicht konfigurierbar  
Material/Farbe/Beschreibung: Korpusfarbe RAL 5010 enzianblau, Türfarbe RAL 3004 purpurrot Inneneinrichtung  
Stahlblech verzinkt bestehend aus: 2 Wannböden STAWA-R, 1 Bodenauffangwanne STAWA-R Typ 30 Box mit  
Bodenauffangwanne Stahlblech pulbverbeschichtet Modell-Linie: E-LINE Modell-Gruppe: E-CLASSIC-UF Modell:  
E.195.095.F2 alte Artikelnummer: UF.195.95 Lieferart: inkl. Lieferung frei Haus Deutschland (Festland)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	AS-1496
Hersteller (Marke)	Asecos
Transporttemperatur	Raumtemperatur

