



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Bandelin® SONOPULS HD 4100 Homogenisator

4.624,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Für Volumina von 2 - 200 ml Betriebsfertige Grundausstattung für Volumina von 3 ml bis 50 ml bestehend aus: - Ultraschallgenerator GM 4100 - Ultraschallwandler UW 100 - Stufenhorn SH 100 G - Titansonotrode TS 103, Ø 3 mm SONOPULS Homogenisatoren mit Amplitudenregelung 10 bis 100 % und Ist-Wert-Anzeige, Pulsierung, AMPLICHRON®-Schaltung (garantiert eine konstante Amplitude in Unabhängigkeit von wechselnden Bedingungen), integriertem Timer, fernbedienbar. Alle Geräte haben eine CE-Kennzeichnung und sind Medizinprodukte nach der Richtlinie für In-vitro-Diagnostika 98/79/EG. Einsatzgebiete - Aufschluss von Zellen, Bakterien, Viren, Gewebe (Zellaufschluss) - Herstellung feinsten Emulsionen - Homogenisieren von Substanzen - Entgasen von Flüssigkeiten - Probenvorbereitung für die Korngrößenanalyse - Beschleunigung chemischer Reaktionen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BL-0294
Hersteller (Marke)	Bandelin
VGKL Nummer	100734100
Transporttemperatur	Raumtemperatur

