




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Käbme für Owl EasyCast B2 und B3

39,60 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Kämme für Owl EasyCast B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesystem Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis System Combs. These heavy-duty, one-piece combs are for use with the EasyCast™ B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis Systems. Ordering Information: Cat. Nos. B2-RL-9C, -9D, -25C and -25D are 8 and 12-channel pipette format (1X) and (2X) combs Customized combs are available (Order SKU # XCM); please contact your customer service or sales representative for further details Bezeichnung: Rapid-load comb Zur Verwendung mit: Thermo Scientific™ Owl EasyCast B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis Systems Anzahl der Zähne: 9 (1X) Dicke der Zähne (metrisch): 1mm Zur Verwendung mit (Geräte): Owltrade; EasyCast B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis Systems Typ: Combs

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3602
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

