




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Gator A2 Large System 24-Slot Rapid Load UVT Gel Trays, with gasketed End Gates

260,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Gator A2 Large System 24-Slot Rapid Load UVT Gel Trays, with gasketed End Gates Thermo Scientific™ Owl A2 and A5 Large Gel 24-slot Rapid Load UVT Gel Trays enable multiple sample loading. Each side of UVT gel tray is fitted with a gasketed end gate which provides a leakproof seal without tape. Built in leveling ensures the casting of flat, uniformly thick gels. Bezeichnung: 24-slot rapid load UVT gel tray with gasketed end gates Zur Verwendung mit: Gator A2 large gel system Artikelbeschreibung: With gasketed end gates Anz. der Steckplätze: 24µL Zur Verwendung mit (Geräte): A2 and A5 Large Gel Electrophoresis Systems Typ: Gel Trays

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3129
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

