



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Thermo Scientific Owl EasyCast B1 Minigel- Elektrophoresesystem

**Preis auf  
Anfrage  
zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

Owl EasyCast BI Minigel-Elektrophoresesystem Thermo Scientific Owl EasyCast BI Minigel-Elektrophoresesysteme sind so ökonomisch, dass sie für jeden Forscher in seine Workstation integrierbar sind. Gelgröße: Mini Max. Spannung: 150 V Produktlinie: Owltrade; Zertifizierung/Konformität: CE-Kennzeichnung Beschreibung: EasyCast Abmessungen (L x B x H): 22 x 15 x 9.5 cm Typ: Mini Höhe (angloamerikanisch): 3.75 in. Höhe (metrisch): 9.5 cm Länge (angloamerikanisch): 8.63 in. Länge (metrisch): 22 cm Länge (metrisch) Gel: 11 cm Probengröße: 5 bis 34 Puffervolumen (metrisch): 600 ml Breite (angloamerikanisch): 5.88 in. Breite (metrisch): 15 cm Breite (metrisch) Gel: 9 cm Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-3555
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

