



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Owl EasyCast B1 Minigel- Elektrophoresesystem

494,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Owl EasyCast BI Minigel-Elektrophoresesystem Thermo Scientific Owl EasyCast BI Minigel-Elektrophoresesysteme sind so ökonomisch, dass sie für jeden Forscher in seine Workstation integrierbar sind. Gelgröße: Mini Produktlinie: Owltrade; Zertifizierung/Konformität: CE-Kennzeichnung Beschreibung: EasyCast mit Puffer-Austauschanschlüssen Abmessungen (L x B x H): 22 x 15 x 9.5 cm (8.63 x 5.88 x 3.75 in.) Typ: Mini Höhe (angloamerikanisch): 3.75 in. Länge (angloamerikanisch): 8.63 in. Länge (metrisch) Gel: 11cm Probengröße: 12,540.0 Puffervolumen (metrisch): 600mL Breite (angloamerikanisch): 5.88 in. Breite (metrisch) Gel: 9cm Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3577
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

