



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Owl EasyCast B1A Mini Gel und A2-OK Multi Gel System

78,60 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Owl EasyCast BIA Mini Gel und A2-OK Multi Gel System Ersatzteile Owl EasyCast BIA Mini Gel and A2-OK Multi Gel System External Caster (trays combs not included) Zur Verwendung mit dem Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast BIA Mini Gel und A2-OK Multi Gel System. Bezeichnung: EasyCast™ UVT-Gelträger, abgedichtet Artikelbeschreibung: EasyCast UVT-Gelträger, abgedichtet Länge (metrisch): 8 cm Breite (metrisch): 7 cm Zur Verwendung mit (Geräte): Owltrade; EasyCast BIA Mini Gel and A2-OK Multi Gel Electrophoresis System Typ: Gel Trays Typ: Replacement Parts

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3576
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

