



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Owl EasyCast B1A Minigel- Elektrophoresesysteme

435,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Owl EasyCast BIA Minigel-Elektrophoresesysteme Thermo Scientific Owl EasyCast BIA Minigel-Elektrophoresesysteme bieten konsistente, problemlose Ergebnisse. Gelgröße: Mini Max. Spannung: 150 V Produktlinie: Owltrade; Zertifizierung/Konformität: CE-Kennzeichnung Beschreibung: EasyCast Abmessungen (L x B x H): 16 x 10.5 x 9.5 cm Typ: Mini Höhe (angloamerikanisch): 3.75 in. Höhe (metrisch): 9.5 cm Länge (angloamerikanisch): 6.31 in. Länge (metrisch): 16 cm Länge (metrisch) Gel: 8 cm Probengröße: 5 bis 24 Puffervolumen (metrisch): 400 ml Breite (angloamerikanisch): 4.13 in. Breite (metrisch): 10.5 cm Breite (metrisch) Gel: 7 cm Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3564
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

