



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Owl EasyCast B3 Gelsystem mit eingebauter Umwälzung

680,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Owl EasyCast B3 Gelsystem mit eingebauter Umwälzung Thermo Scientific Owl EasyCast B3 Systeme mit eingebauter Umwälzung eignen sich ideal für lange Probenläufe, mehrere Probensets oder RNA-Gels. Gelgröße: 12 cm x 14 cm
Produktlinie: Owltrade; Zertifizierung/Konformität: CE-Kennzeichnung Beschreibung: EasyCast; Gel Size: 12 x 14cmL;
Buffer volume: 1L; L x W x H: 25 x 18 x 12cm Abmessungen (L x B x H): 9.75 x 7 x 4.72 in. (25 x 18 x 12 cm) Typ: Mini Höhe
(angloamerikanisch): 4.72 in. Länge (angloamerikanisch): 9.75 in. Länge (metrisch) Gel: 14cm Probengröße: 8 bis 50
Puffervolumen (metrisch): 1000mL Breite (angloamerikanisch): 7 Zoll Breite (metrisch) Gel: 12cm Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-3607
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

