



Thermo Scientific Cimarec, Heizplatten-Serie

Artikelbilder

Beschreibung

Cimarec Heizplatten-Serie Ausgezeichnete Sicherheit und überlegenes Temperaturleistungsverhalten für Ihre Routineverfahren. Typ: Heizplatten Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Dimensions (LxWxH): 4,25 x 4,25 in. Steckertyp: EU Steckertyp: UK Steckertyp: AUS Steckertyp: CHN Form: Square Warranty: 3 Jahre Deckplattenmaterial: Keramik Größe: 4.25 X 4.25 in. Temperatur (metrisch): 540 deg;C (Max. Temperatur) Höhe (angloamerikanisch): 3.6 in. Länge (angloamerikanisch): 10 in. Gewicht (angloamerikanisch): 6.8 lbs. Breite (angloamerikanisch): 5 in. Gewicht (metrisch): 3.1 kg Elektrische Anforderungen: 230 V, 50/60 Hz Frequenz: 50/60 Hz Enthält: 3 Netzkabel Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-4105
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

