



Thermo Scientific Cimarec, Serie Heizplattenrührer

Artikelbilder

Beschreibung

Cimarec Serie Heizplattenrührer Präzise Rührsteuerung, ausgezeichnete Sicherheit und überlegenes Temperaturleistungsverhalten für Ihre Routineverfahren. Deckplattenmaterial: Keramik Enthält: 3 Netzkabel Versandgewicht (angloamerikanisch): 8.4 lbs. Versandgewicht (metrisch): 3.8 kg Elektrische Anforderungen: 230 V, 50/60 Hz Länge (angloamerikanisch): 13 in. Größe: 10.8 x 10.8 cm Temperatur (metrisch): 540 deg;C (Max. Temperatur) Höhe (angloamerikanisch): 3.8 in. Frequenz: 50/60 Hz Breite (angloamerikanisch): 8.2 in. Gewicht (angloamerikanisch): 11.2 lb. Typ: Heizplattenrührer Form: Square Steckertyp: EU/UK/AUS/CN Rührbereich: 50 bis 1,500 U/min Warranty: 3 Jahre Dimensions (LxWxH): 25,4 x 12,7 x 9,1cm (10 x 5 x 3,6 in.) Zertifizierung/Konformität: cCSAus, CE Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-5058
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

