



Thermo Scientific Cimarec, Serie Heizplattenrührer

Artikelbilder

Beschreibung

Cimarec Serie Heizplattenrührer Präzise Rührsteuerung, ausgezeichnete Sicherheit und überlegenes Temperaturleistungsverhalten für Ihre Routineverfahren. Deckplattenmaterial: Keramik Enthält: 1 Netzkabel Versandgewicht (angloamerikanisch): 11.2 lbs. Versandgewicht (metrisch): 5.1 kg Elektrische Anforderungen: 230 V, 50/60 Hz Länge (angloamerikanisch): 13 in. Größe: 18.4 x 18.4 cm Höhe (metrisch): 9,7 cm Temperatur (metrisch): 540 deg;C (Max. Temperatur) Höhe (angloamerikanisch): 3,8 in. Frequenz: 50/60 Hz Breite (angloamerikanisch): 8,2 in. Gewicht (angloamerikanisch): 11,2 lb. Typ: Heizplatten Typ: Rührer Form: Quadratisch Steckertyp: EU Rührbereich: 50 bis 1,500 U/min Dimensions (LxWxH): 7,25 x 7,25 in. Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-5059
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

