



Thermo Scientific RT2 Heizplatten, Basismodell

Artikelbilder

Beschreibung

RT2 Heizplatten, Basismodell Unsere niedrige Heizplatte mit digitaler Anzeige gewährleistet zuverlässige Sicherheit und Genauigkeit. Typ: Heizplatten Zertifizierung/Konformität: cCSAus, CE Dimensions (LxWxH): 290 x 161 x 100cm (11,42 x 6,34 x 3,94 in.) Max. Probenaufgabe: 25 kg Steckertyp: Kabel-Set mit verschiedenen Steckern Form: Round Warranty: 2 Jahre Gehäusematerial: Aluminiumguss Deckplattenmaterial: Keramik-beschichtetes Aluminium Temperatur (angloamerikanisch): 122 ° bis 662 °F Reglertyp: Regelung mit PID Größe: 5.5 in. dia. Temperatur (metrisch): 50deg;C to 350deg;C Höhe (angloamerikanisch): 3.94 Zoll Länge (angloamerikanisch): 11.42 in. Breite (angloamerikanisch): 6.34 in. Höhe (metrisch): 100 mm Wirkleistung: 600 W Elektrische Anforderungen: 230 V, 50/60 Hz Frequenz: 50/60 Hz Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-2703
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

