



## Memmert<sup>®</sup> Brutschrank IF160mplus, 161l, 20-80°C

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Brutschrank IF160mplus, Medizinprodukt, forcierte Umluft, TwinDISPLAY, 161 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 10 °C über Raumtemperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten sowie Lüfterdrehzahl-einstellung von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-

Protokollierung; USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick; Mehrfach-Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 745 x 1104 x 584 mm; Edelstahlinnenraum: 560 x 720 x 400 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1600 W

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	MM-0796
Hersteller (Marke)	Memmert
VGKL Nummer	102607235

