



Memmert® Brutschrank IF450m, 449I, 20-80°C

Artikelbilder



Beschreibung

Brutschrank IF450m, Medizinprodukt, forcierte Umluft, SingleDISPLAY, 449 I, Arbeitstemperaturbereich mind. 10 °C über Raumtemperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten sowie Lüfterdrehzahleinstellung von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 1224 x 1247 x 784 mm; Edelstahlinnenraum: 1040 x 720 x 600 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1800 W

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|-----------|
| Art.-Nr. | MM-0965 |
| Hersteller (Marke) | Memmert |
| VGKL Nummer | 102607217 |

