



Memmert® Brutschrank IF55mplus, 53l, 20-80°C

Artikelbilder



Beschreibung

Brutschrank IF55mplus, Medizinprodukt, forcierte Umluft, TwinDISPLAY, 53 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 10 °C über Raumtemperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C, mit 1 Gitterrost, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten sowie Lüfterdrehzahleinstellung von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-Protokollierung; USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick; Mehrfach-Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 585 x 784 x 514 mm; Edelstahlinnenraum: 400 x 400 x 330 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1000 W

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MM-1035
Hersteller (Marke)	Memmert
VGKL Nummer	102607232

