



## Memmert<sup>®</sup> Brutschrank IN30m, 32l, 20-80°C

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Brutschrank IN30m, Medizinprodukt, natürliche Konvektion, SingleDISPLAY, 32 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Raumtemperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C, mit 1 Gitterrost, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 585 x 704 x 434 mm; Edelstahlinnenraum: 400 x 320 x 250 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1600 W

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	MM-1373
Hersteller (Marke)	Memmert
VGKL Nummer	102606301

