



Memmert® Brutschrank IN450mplus, 449l, 20-80°C

Artikelbilder



Beschreibung

Brutschrank IN450mplus, Medizinprodukt, natürliche Konvektion, TwinDISPLAY, 449 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Raumtemperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-Protokollierung; USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick; Mehrfach-Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 1224 x 1247 x 784 mm; Edelstahlinnenraum: 1040 x 720 x 600 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1800 W

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MM-1443
Hersteller (Marke)	Memmert
VGKL Nummer	102607227

