



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Memmert® Brutschrank IN750m, 749l, 20-80°C

**7.518,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Brutschrank IN750m, Medizinprodukt, natürliche Konvektion, SingleDISPLAY, 749 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Raumtemperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 1224 x 1720 x 784 mm; Edelstahlinnenraum: 1040 x 1200 x 600 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 2000 W

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	MM-1548
Hersteller (Marke)	Memmert
VGKL Nummer	102606308
Transporttemperatur	Raumtemperatur

