Deutschland



Memmert® Brutschrank IN75mplus, 74I, 20-80°C

Artikelbilder

neoLab



Beschreibung

Brutschrank IN75mplus, Medizinprodukt, natürliche Konvektion, TwinDISPLAY, 74 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Raumtemperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-Protokollierung; USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick; Mehrfach-Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am

ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: $585 \times 944 \times 514$ mm; Edelstahlinnenraum: $400 \times 560 \times 330$ mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1250 W

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	MM-1617
Hersteller (Marke)	Memmert
VGKL Nummer	102607223

