



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Memmert® Kompressor-Kühlbrutschrank ICP260, 256l, -12-60°C

8.419,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kompressor-Kühlbrutschrank ICP260, TwinDISPLAY, 256 l, Arbeitstemperaturbereich/Einstelltemperaturbereich -12 °C bis +60 °C (nicht zum dauerhaften Lagern bei Minustemperaturen geeignet. Bei Dauerbetrieb kann eine Vereisung der Glastür auftreten); mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Lüfterdrehzahl von 10 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-Protokollierung; USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick; Mehrfach-Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +10 °C und +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 824 x 1552 x 684 mm; Edelstahlinnenraum: 640 x 800 x 500 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1200 W

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MM-0669
Hersteller (Marke)	Memmert
VGKL Nummer	102602602
Transporttemperatur	Raumtemperatur

