



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Memmert® Kompressor-Kühlbrutschrank ICP750eco, 749l, -12-60°C

**Preis auf  
Anfrage**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Kompressor-Kühlbrutschrank ICP750eco, mit klimafreundlichem Kältemittel CO<sub>2</sub> (R744), TwinDISPLAY, 749 l, Arbeitstemperaturbereich/Einstelltemperaturbereich -12 °C bis +60 °C (nicht zum dauerhaften Lagern bei Minustemperaturen geeignet. Bei Dauerbetrieb kann eine Vereisung der Glastür auftreten); mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Lüfterdrehzahl von 10 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-Protokollierung; USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick; Mehrfach-Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +10 °C und +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 1224 x 1950 x 784 mm; Edelstahlinnenraum: 1040 x 1200 x 600 mm; Spannung: 230 V, 50 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1200 W

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	MM-5205
Hersteller (Marke)	Memmert
VGKL Nummer	102607506
Transporttemperatur	Raumtemperatur

