



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Memmert® Peltier-Kühlbrutschrank IPP55plus, 53l, 0-70°C

3.877,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Peltier-Kühlbrutschrank IPP55plus, TwinDISPLAY, 53 l, Arbeitstemperaturbereich ohne Licht 0 °C (mind. 20 °C unter Raumtemperatur) bis +70 °C, Einstelltemperaturbereich 0 °C bis +70 °C, mit 1 Gitterrost, äußere Edelstahltür, innere Glastür, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-Protokollierung; USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick; Mehrfach-Über-/Untertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +10 °C und +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 585 x 784 x 514 mm; Edelstahlinnenraum: 400 x 400 x 330 mm; Spannung: 230 V/ 115 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 275 W

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MM-1804
Hersteller (Marke)	Memmert
VGKL Nummer	102600554
Transporttemperatur	Raumtemperatur

