



Binder[®] MK720-400V, Standard, Serie MK - Wechselklimaschränke für schnelle Temperaturwechsel, 734 L, 400 V 3~ 50 Hz

Artikelbilder



Beschreibung

Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C APT.line™ Vorwärmkammertechnologie Programmierbarer Betauungsschutz für die Proben Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenraumbelichtung BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar 2 Durchführungen mit Silikonstopfen 80 mm, links und rechts Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm 4 Rollen, zwei mit Feststellbremse Computer-Schnittstelle: Ethernet Einstellbare Rampenfunktion Integrierter Linienschreiber Echtzeituhr Türheizung 1 Einschubgitter aus Edelstahl Innenraum aus Edelstahl FCKW-freies Kältemittel R-452A Kühlung durch Kompressionskältemaschine Der BINDER Schrank der Serie MK ist für alle Wärme- und Kälte tests zwischen -40 °C und 180 °C geeignet. Der MK ist bei zyklischen Temperaturtests eine clevere Alternative zu aufwändigen Individuallösungen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BB-1638
Hersteller (Marke)	Binder

