



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Scotsman® Flockeneisbereiter AF 206

6.226,00 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Flockeneis, Restwassergehalt 25%, eingebauter Speicher, Wasser-/Luftgekühlt, Eisverdampfer und Edelstahlschnecke, "Agion" verlängert effektiv die Lebensdauer der Maschine mithilfe antimikrobieller Eigenschaft, Reinigungsbenachrichtigung, elektronische Steuerung, frontzugänglicher Kondensatorluftfilter, ergonomischer Zugriff auf Eis durch Schiebetür, Wasser rein/Eis raus-Konzept (keine überschüssige Energie-, Wasser- und Zeitverschwendung). Max. Tagesproduktion: 200 kg, Behälterkapazität: 60 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SN-0004
Hersteller (Marke)	Scotsman
VGKL Nummer	108800206
Transporttemperatur	Raumtemperatur

