



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Ziegra® CoolNat Eismaschine, ZBE 350-100 auf
40 cm Füßen Leistung 350kg/24h, Eisspeicher
100kg**

**11.510,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Ideale Eistemperatur von $-0,5^{\circ}\text{C}$ ZIEGRA-CoolNat Eismaschine mit natürlichem Kältemittel, CE-konform, steckerfertiges modulares System zum Anschluss an Trinkwasser/VE-Wasser (ohne Aufpreis) und Strom Standard- und Micro Eis zur Auswahl Höchste Qualität und Sicherheit durch Motorschutz, Wasserüberwachung und automatische Abschaltung Für Dauerbetrieb ausgelegt Umweltfreundliche Technik Hygienisches Design Kommentar: Natürliches Kältemittel R290/Propan inkl B200 Eispeicher

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ZG-0072
Hersteller (Marke)	Ziegra
Transporttemperatur	Raumtemperatur

