



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific TSG General Purpose Freezers - Boxed

4.750,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

TSG General Purpose Freezers - Boxed The TSG Series of general purpose freezers are built with the performance, security, and quality features you have come to expect from Thermo Scientific. Beschreibung: Universal tieftiefkühlgerät für Laboranwendungen, TSG Serie Temperaturbereich: -12 °C° bis -30 °C° Zertifizierung/Konformität: CE Kapazität (metrisch): 400 L Elektrische Anforderungen: 230 V/50 Hz Frequenz: 50 Hz Steckertyp: EU Abmessungen (L x B x H) außen: 650 x 600 x 1955 mm Abmessungen (T x B x H) innen: 493 x 500 x 1405 mm Versandgewicht (metrisch): 147 kg Kältemittel: R290 Innen: Lackierter Stahl Fassungsvermögen (metrisch) Einschub: 30 kg Zugriffssicherheit: Türschloss SmartView-Kompatibilität: Smart-Vue Pro kompatibel Gewährleistung: 12 Monate Oberflächenbehandlung außen: Lackierter Stahl Temperatur (Sollwert): -20 °C Rollen: Ja Anschlüsse: 1 Kabeldurchführung hinten Abtauen: Adaptives Abtauen Regelungsart: Digitaler Mikroprozessor Umweltfreundliche Eigenschaften: Energieeffizient Ausführung der Tür: Fest Schrankmaterial: Stahl Überwachungsoptionen: Alarm No. of Doors: 1 Einschübe: 4 einstellbar Verpackungsart: Verpackt Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-15004
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

