



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Christ® Alpha 1-4 LSCbasic, ohne Zubehör

7.551,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Gefriertrocknungsanlage Alpha 1-4 LSCbasic, 230 V, 50 Hz, luftgekühlt, umweltfreundliches, natürliches Kältemittel, ohne Vakuumpumpe, Tischausführung, integrierte Grundplatte zum direkten Aufsetzen von Trocknungskammern bzw. Zubehör mit einem Durchmesser von 300 mm, Eiskondensator und Eiskondensatorkammer und Abtauwasserventil komplett aus Edelstahl, Eisaufnahmevermögen max. 4 kg, Eiskondensatorleistung max. 4 kg/24h, Eiskondensatortemperatur ca. -55°C, Eiskondensatorkammer 6,5 Liter, ausgestattet mit Heißgasabtauung, vertikale Anordnung, besonders geeignet zur Gefriertrocknung in Rundkolben, Weithals-Filterverschlußflaschen und/oder auf unbeheizten Stellflächen, ebenfalls einsetzbar als Kühlfalle für Rotations-Vakuum-Konzentratoren, ausgerüstet mit Anlagensteuerung LSCbasic (Lyo-Screen-Control basic): VGA-TFT Farb-Display, grafikorientierte Benutzeroberfläche mit Touchscreen, übersichtliche intuitive Benutzeroberfläche mit schnellem Zugriff auf wesentliche Prozessdaten, mehrsprachige Bedienoberfläche, Passwort-Schutz, Anzeige von Wartungsintervallen, Darstellung des Vakuums in Verbindung mit Vakuummeßsonde VCP 63 Best.-Nr. 125488, Vakuumregelung in Verbindung mit Drucksteuerventil, Bestell-Nr. 125910,

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HJ-0024
Hersteller (Marke)	Christ
VGKL Nummer	108622370
Transporttemperatur	Raumtemperatur

