













Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



Christ® Beta 1-8 LSCbasic

12.811,00 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images

Beschreibung

Gefriertrocknungsanlage Beta 1-8 LSCbasic, 230 V, 50 Hz, luftgekühlt, umweltfreundliches, natürliches Kältemittel, ohne Vakuumpumpe, Tischausführung, integrierte Grundplatte zum direkten Aufsetzen von Trocknungskammer bzw. Zubehör mit einem Durchmesser von 300 mm, Eiskondensator, Eiskondensatorkammer und Abtauwasserventil komplett aus Edelstahl, Eisaufnahmevermögen max. 8 kg, Eiskondensatorleistung max. 6kg/24h, Eiskondensatortemperatur ca. -55 °C, Eiskondensatorkammer 11 Liter, ausgestattet mit Heißgasabtauung, vertikale Anordnung, besonders geeignet zur Gefriertrocknung in Rundkolben, Weithals-Filterverschlußflaschen und/oder auf unbeheizten Stellflächen, ausgerüstet mit Anlagensteuerung LSCbasic (Lyo-Screen-Control basic): VGA-TFT Farb-Display, grafikorientierte Benutzeroberfläche mit Touchscreen, übersichtliche intuitive Benutzeroberfläche mit schnellem Zugriff auf wesentliche Prozessdaten, mehrsprachige Bedienoberfläche, Passwort-Schutz, Anzeige von Wartungsintervallen, Darstellung des Vakuums in Verbindung mit Vakuummeßsonde VCP 63 Best.-Nr. 125488, Vakuumregelung in Verbindung mit Drucksteuerventil, Bestell-Nr. 125910,

Zusätzliche Informationen

| ArtNr. | HJ-0026 |
|---------------------|----------------|
| Hersteller (Marke) | Christ |
| VGKL Nummer | 108622420 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |

