



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Christ® Gefriertrocknungsanlage Alpha 1-2 LDplus, 230 V, 50 Hz, luftgekühlt

**Preis auf
Anfrage
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Gefriertrocknungsanlage Alpha 1-2 LDplus, 230 V, 50 Hz, luftgekühlt, Kältemaschine 0,43 kW, umweltfreundliches, natürliches Kältemittel, ohne Vakuumpumpe, Tischausführung, integrierte Grundplatte zum direkten Aufsetzen einer Trocknungskammer bzw. Zubehör mit einem Durchmesser von 240 mm, Tischplatte, Eiskondensator, Eiskondensatorkammer und Abtauwasserventil komplett aus Edelstahl, Eisaufnahmevermögen max. 2,5 kg, Eiskondensatorleistung max. 2 kg/24 h, Eiskondensatortemperatur ca. -55°C, Eiskondensatorkammer 3,5 Liter, ausgestattet mit Heißgasabtauung, vertikale Anordnung, geeignet zur Gefriertrocknung in Rundkolben, Weithals-Filterverschlußflaschen und/oder auf unbeheizten Stellflächen, ebenfalls einsetzbar als Kühlfalle für Rotations-Vakuum-Konzentratoren, ausgerüstet mit Anlagensteuerung LDplus (Lyo-Display-plus): Übersichtliches Grafik LC-Display mit Darstellung der Prozessdaten (Eiskondensatortemperatur, Prozesszeit, Abschnittszeit und Vakuum in Verbindung mit Vakuummeßsonde VCP 63 Best.-Nr. 125478), komfortable und intuitive Menüführung in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch, Umrechnung von Produkttemperatur und Vakuum gemäß der Dampfdruckkurve (°C = mbar) über Eis, Vakuumregelung in Verbindung mit Drucksteuerventil, Bestell-Nr. 125910, Sonderspannung siehe Best.-Nr. 120100

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	HJ-0007
Hersteller (Marke)	Christ
VGKL Nummer	498601021
Transporttemperatur	Raumtemperatur

