



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Thermo Scientific Pharmazie- Hochleistungskühlschränke der Serie TSX

**7.360,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

Pharmazie-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX Eine leise und nachhaltige Variante für medizin- und pharmaziegerechte Kühlung Produktlinie: TSX Series Zertifizierung/Konformität: UL, cUL, CE Kapazität (angloamerikanisch): 11.5 cu. ft. Kapazität (metrisch): 326 L Elektrische Anforderungen: 208–230 V, 50 Hz Frequenz: 50 Hz Stromstärke: 15 A Steckertyp: CEE 7/7 Abmessungen (T x B x H) innen: 21.8 x 20.0 x 52.4 in. (55.4 x 50.8 x 133.1 cm) Gewicht (angloamerikanisch): 334 lb. Versandgewicht (angloamerikanisch): 388 lb. Versandgewicht (metrisch): 176 kg Display: Microprocessor Kältemittel: R290 SmartView-Kompatibilität: Smart-Vue Compatible Datenschreiber: Optional Anzahl Schubfächer: 5 Temperatur (Sollwert): 3 ° bis 7 °C (5 °C) Innentiefe (angloamerikanisch): 21.8 in. Schubladen: Basket Drawers Außenhöhe (angloamerikanisch): 73.0 in. Innenhöhe (angloamerikanisch): 52.4 in. Innenbreite (angloamerikanisch): 20 in. Abtauen: Automatic Außenbreite (angloamerikanisch): 24.0 in. Außenbreite (metrisch): 61.9 cm Abmessungen (T x B x H) außen: 30.5 x 24.0 x 73.0 in. (77.5 x 61.9 x 185.4 cm) Außentiefe (angloamerikanisch): 30.5 in. Typ: High-Performance Refrigerator Umweltfreundliche Eigenschaften: Energy efficient Ausführung der Tür: Glas Überwachungsoptionen: Alarm, Schreiber No. of Doors: 1 Fassungsvermögen des Gestells: 5 Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-5717
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

