



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Thermo Scientific Pharmazie- Hochleistungskühlschränke der Serie TSX

**10.800,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

Pharmazie-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX Eine leise und nachhaltige Variante für medizin- und pharmaziegerechte Kühlung Produktlinie: TSX Series Zertifizierung/Konformität: UL, cUL, CE Zertifizierung/Konformität: cUL Zertifizierung/Konformität: ENERGYSTAR Zertifizierung/Konformität: UL Kapazität (angloamerikanisch): 51.1 cu. ft. Kapazität (metrisch): 1447 L Elektrische Anforderungen: 208–230 V, 50 Hz Spannung: 208/230 V Frequenz: 50/60 Hz Stromstärke: 15 A (CB) Steckertyp: CEE 7/7 Abmessungen (L x B x H) außen: 37.8 x 56.5 x 78.5 in. (96 x 143.5 x 199.4 cm) Abmessungen (T x B x H) innen: 28.5 x 52.5 x 58 in. (72.4 x 133.4 x 147.3 cm) Gewicht (angloamerikanisch): 744 Versandgewicht (angloamerikanisch): 830 Versandgewicht (metrisch): 376 Display: Microprocessor Kältemittel: R290 SmartView-Kompatibilität: Smart-View Compatible Datenschreiber: Optional Gewährleistung: Warranty varies by country, please contact us for details Anzahl Schubfächer: 8 Temperatur (Sollwert): 3 ° bis 7 °C (5 °C) Innentiefe (angloamerikanisch): 28.5 in. Schubladen: Basket Drawers Außenhöhe (angloamerikanisch): 78.5 in. Innenhöhe (angloamerikanisch): 58 in. Innenbreite (angloamerikanisch): 52.5 in. Abtauen: Automatic Außenbreite (angloamerikanisch): 56.5 in. Außenbreite (metrisch): 143.5 cm Außentiefe (angloamerikanisch): 37.8 in. Typ: High-Performance Refrigerator Umweltfreundliche Eigenschaften: Energy efficient Ausführung der Tür: Doppelglas Überwachungsoptionen: Alarm, Schreiber No. of Doors: 2 Fassungsvermögen des Gestells: 12 Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-5737
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

