



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Thermo Scientific TSB Blutbankkühlschränke

**13.000,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

TSB Blutbankkühlschränke Die Blutbankkühlschränke der TSB-Serie sind mit den Sicherheits-, Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific erwarten. Beschreibung: Blutbankkühlschrank der TSB-Serie Temperaturbereich: 2 bis 8 °C Zertifizierung/Konformität: 93/42/EWG, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU (nur bei drahtloser Option), 2011/65/EU Kapazität (metrisch): 1500 l Elektrische Anforderungen: 230 V/50 Hz Frequenz: 50 Hz Steckertyp: EU Abmessungen (L x B x H) außen: 827 x 1440 x 2082 mm Abmessungen (T x B x H) innen: 680 x 1300 x 1500 mm Versandgewicht (metrisch): 283 kg Kältemittel: R290 Innen: Lackiertes Stahlblech Fassungsvermögen (metrisch) Einschub: 30 kg SmartView-Kompatibilität: Smart-View Pro kompatibel Gewährleistung: 12 Monate Anzahl Schubfächer: 14 Temperatur (Sollwert): +4 °C Rollen: Ja Anschlüsse: 1 Kabeldurchführung hinten Abtauen: Adaptives Abtauen Regelungsart: Touchscreen-Steuerung mit Passwortschutz Schrankmaterial: Stahl Material: Stahl Überwachungsoptionen: Alarm No. of Doors: 2 Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-14938
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

