



## Thermo Scientific TSB Blutbankkühlschränke

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

TSB Blutbankkühlschränke Die Blutbankkühlschränke der TSB-Serie sind mit den Sicherheits-, Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific erwarten. Beschreibung: Blutbankkühlschrank der TSB-Serie Temperaturbereich: 2 bis 8 °C Zertifizierung/Konformität: 93/42/EWG, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU (nur bei drahtloser Option), 2011/65/EU Kapazität (metrisch): 400 l Elektrische Anforderungen: 230 V/50 Hz Frequenz: 50 Hz Steckertyp: EU Abmessungen (L x B x H) außen: 658 x 600 x 1956 mm Abmessungen (T x B x H) innen: 493 x 500 x 1405 mm Versandgewicht (metrisch): 150 kg Kältemittel: R290 Innen: Lackiertes Stahlblech SmartView-Kompatibilität: Smart-View Pro kompatibel Gewährleistung: 12 Monate Anzahl Schubfächer: 6 Temperatur (Sollwert): +4 °C Anschlüsse: 1 Kabeldurchführung hinten Abtauen: Adaptives Abtauen Regelungsart: Touchscreen-Steuerung mit Passwortschutz Schrankmaterial: Stahl Material: Stahl Überwachungsoptionen: Alarm No. of Doors: 1 Unit Size: Each

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LD-14954
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

