



Thermo Scientific TSB Blutbankkühlschränke

Artikelbilder

Beschreibung

TSB Blutbankkühlschränke Die Blutbankkühlschränke der TSB-Serie sind mit den Sicherheits-, Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific erwarten. Beschreibung: Blutbankkühlschrank der TSB-Serie Temperaturbereich: 2 bis 8 °C Zertifizierung/Konformität: 93/42/EWG, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU (nur bei drahtloser Option), 2011/65/EU Kapazität (metrisch): 140 l Elektrische Anforderungen: 230 V/50 Hz Frequenz: 50 Hz Steckertyp: EU Abmessungen (L x B x H) außen: 634 x 520 x 1001 mm Abmessungen (T x B x H) innen: 516 x 400 x 560 mm Versandgewicht (metrisch): 87 kg Kältemittel: R290 Innen: Lackiertes Stahlblech Fassungsvermögen (metrisch) Einschub: 30 kg SmartView-Kompatibilität: Smart-View Pro kompatibel Gewährleistung: 12 Monate Anzahl Schubfächer: 3 Temperatur (Sollwert): +4 °C Rollen: Ja Anschlüsse: 1 Kabeldurchführung hinten Abtauen: Adaptives Abtauen Regelungsart: Touchscreen-Steuerung mit Passwortschutz Schrankmaterial: Stahl Material: Stahl Überwachungsoptionen: Alarm No. of Doors: 1 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-14934
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

