

neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.de Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 143 450 657



Thermo Scientific TSB Blutbankkühlschränke

Artikelbilder

Beschreibung

TSB Blutbankkühlschränke Die Blutbankkühlschränke der TSB-Serie sind mit den Sicherheits-, Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific erwarten. Beschreibung: Blutbankkühlschrank der TSB-Serie Temperaturbereich: 2 bis 8 °C Zertifizierung/Konformität: 93/42/EWG, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU (nur bei drahtloser Option), 2011/65/EU Kapazität (metrisch): 250 I Elektrische Anforderungen: 230 V/50 Hz Frequenz: 50 Hz Steckertyp: EU Abmessungen (L x B x H) außen: 658 x 600 x 1632 mm Abmessungen (T x B x H) innen: 490 x 500 x 1075 mm Versandgewicht (metrisch): 131 kg Kältemittel: R290 Innen: Lackiertes Stahlblech Fassungsvermögen (metrisch) Einschub: 30 kg SmartView-Kompatibilität: Smart-Vue Pro kompatibel Gewährleistung: 12 Monate Anzahl Schubfächer: 5 Temperatur (Sollwert): +4 °C Rollen: Ja Anschlüsse: 1 Kabeldurchführung hinten Abtauen: Adaptives Abtauen Regelungsart: Touchscreen-Steuerung mit Passwortschutz Schrankmaterial: Stahl Material: Stahl Überwachungsoptionen: Alarm No. of Doors: 1 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr. LD-14946

Hersteller (Marke) Thermo Scientific

