



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific TSB Blutbankkühlschränke

9.260,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

TSB Blutbankkühlschränke Die Blutbankkühlschränke der TSB-Serie sind mit den Sicherheits-, Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific erwarten. Beschreibung: Blutbankkühlschrank der TSB-Serie Temperaturbereich: 2 bis 8 °C Zertifizierung/Konformität: 93/42/EWG, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU (nur bei drahtloser Option), 2011/65/EU Kapazität (metrisch): 700 l Elektrische Anforderungen: 230 V/50 Hz Frequenz: 50 Hz Steckertyp: EU Abmessungen (L x B x H) außen: 840 x 750 x 2085 mm Abmessungen (T x B x H) innen: 686 x 600 x 1500 mm Versandgewicht (metrisch): 215 kg Kältemittel: R290 Innen: Lackiertes Stahlblech Fassungsvermögen (metrisch) Einschub: 30 kg SmartView-Kompatibilität: Smart-View Pro kompatibel Gewährleistung: 12 Monate Anzahl Schubfächer: 7 Temperatur (Sollwert): +4 °C Rollen: Ja Anschlüsse: 1 Kabeldurchführung hinten Abtauen: Adaptives Abtauen Regelungsart: Touchscreen-Steuerung mit Passwortschutz Schrankmaterial: Stahl Material: Stahl Überwachungsoptionen: Alarm No. of Doors: 1 Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-14962
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

