



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific TSG Mehrzweck- Kühlschränke

6.700,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

TSG Mehrzweck-Kühlschränke Die Mehrzweck-Kühlschränke der TSG-Serie sind mit den Leistungs-, Sicherheits- und Qualitätsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific gewohnt sind. Beschreibung: Allzweck-Laborkühlschrank, TSG Serie Temperaturbereich: 2 °C° bis 10 °C° Zertifizierung/Konformität: CE Kapazität (metrisch): 1500 L Elektrische Anforderungen: 230 V/50 Hz Frequenz: 50 Hz Steckertyp: EU Abmessungen (L x B x H) außen: 837 x 1440 x 2082 mm Abmessungen (T x B x H) innen: 690 x 1300 x 1510 mm Versandgewicht (metrisch): 268 kg Kältemittel: R290 Innen: Lackierter Stahl Fassungsvermögen (metrisch) Einschub: 30 kg Zugriffssicherheit: Türschloss SmartView-Kompatibilität: Smart-Vue Pro kompatibel Gewährleistung: 12 Monate Oberflächenbehandlung außen: Lackierter Stahl Temperatur (Sollwert): + 5 °C Rollen: Ja Anschlüsse: 1 Kabeldurchführung hinten Abtauen: Adaptives Abtauen Regelungsart: Digitaler Mikroprozessor Umweltfreundliche Eigenschaften: Energieeffizient Ausführung der Tür: Fest Material: Stahl Überwachungsoptionen: Alarm No. of Doors: 2 Einschübe: 8 einstellbar Verpackungsart: Verpackt Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-15000
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

