



Thermo Scientific TSG Mehrzweck-Kühlschränke

Artikelbilder

Beschreibung

TSG Mehrzweck-Kühlschränke Die Mehrzweck-Kühlschränke der TSG-Serie sind mit den Leistungs-, Sicherheits- und Qualitätsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific gewohnt sind. Beschreibung: Allzweck-Laborkühlschrank, TSG Serie Temperaturbereich: 2 °C bis 10 °C Zertifizierung/Konformität: CE Kapazität (metrisch): 700 L Elektrische Anforderungen: 230 V/50 Hz Frequenz: 50 Hz Steckertyp: EU Abmessungen (L x B x H) außen: 855 x 750 x 2085 mm Abmessungen (T x B x H) innen: 686 x 600 x 1505 mm Versandgewicht (metrisch): 165 kg Kältemittel: R290 Innen: Lackierter Stahl Fassungsvermögen (metrisch) Einschub: 30 kg Zugriffssicherheit: Türschloss SmartView-Kompatibilität: Smart-View Pro kompatibel Gewährleistung: 12 Monate Oberflächenbehandlung außen: Lackierter Stahl Temperatur (Sollwert): + 5 °C Rollen: Ja Anschlüsse: 1 Kabeldurchführung hinten Abtauen: Adaptives Abtauen Regelungsart: Digitaler Mikroprozessor Umweltfreundliche Eigenschaften: Energieeffizient Ausführung der Tür: Fest Material: Stahl Überwachungsoptionen: Alarm No. of Doors: 1 Einschübe: 4 einstellbar Verpackungsart: Verpackt Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-15032
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

