



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Heidolph® Hei-PLATE Mix 20IØ145 -- EU-Kabel

733,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rühren bis 20 Liter ohne Heizen Basierend auf unserer bewährten Magnetrührer-Serie mit Heizfunktion wurde der Hei-PLATE Mix 20 I speziell für Applikationen mit thermolabilen Substanzen entwickelt. Denn dieses Modell besitzt keine Heizung, und auch die Wärme des Motors wird nicht auf die Aufstellfläche übertragen. Der Hei-PLATE Mix 20 I Magnetrührer ohne Heizfunktion ist ideal für Anwendungen bis 20 Liter geeignet und kann Ihre Lösung in einem Drehzahlbereich von 100 – 1.400 U/min schonend rühren. Zusätzlich wird die Drehzahl durch einen Sanftanlauf behutsam an den gewünschten Wert herangeführt. So werden Spritzer, ein ungleichmäßiger Anlauf oder gar das Springen des Rührstäbchens vermieden. Die patentierte Kera-Disk® Aufstellfläche aus Aluminium mit Keramikbeschichtung ist chemikalienbeständig, kratzfest und besitzt einen Durchmesser von 145 mm. Mit dieser einzigartigen Größe eignet sie sich für den Einsatz von vielen Zubehörteilen und Proben auf einem kleinen Footprint.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BH-2741
Hersteller (Marke)	Heidolph
Transporttemperatur	Raumtemperatur

