



Thermo Scientific SuperNuova, Heizplattenrührer-Serie

Artikelbilder

Beschreibung

SuperNuova Heizplattenrührer-Serie Zuverlässige Leistung und bewährte Sicherheit bei einfacher Anwendung. Deckplattenmaterial: Keramik Enthält: Power Cord Versandgewicht (angloamerikanisch): 12.3 lbs. Versandgewicht (metrisch): 5.6 kg Elektrische Anforderungen: 230 V, 50/60 Hz Länge (angloamerikanisch): 13 in. Größe: 18.4 x 18.4 cm Temperatur (metrisch): 450 deg;C (Max. Temperatur) Höhe (angloamerikanisch): 3.8 in. Frequenz: 50/60 Hz Breite (angloamerikanisch): 8.2 in. Gewicht (angloamerikanisch): 12.3 lb. Typ: Heizplatten Typ: Rührer Form: Square Steckertyp: EU/UK/AUS/CN Rührbereich: 50 bis 1,500 U/min Warranty: 3 Jahre Dimensions (LxWxH): 7,25 x 7,25 in. Zertifizierung/Konformität: Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LD-5061
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

